

## CT6EL에 대한 로터



T3S6 swing rotor



T3S7 swing rotor



T3S8 swing rotor



T6AP2 swing rotor

혈액 튜브 ⊙ 유리관 ⊙ 문화 관 ⊙ 병 ⊙ 필터 튜브 ⊙ 마이크로 튜브 ⊙ 마이크로 플레이트 ⊙



혈액 튜브

유형	ML X No. of 샘플 (주 1)	버킷 / Assembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대 RCF (XG)	로터
4 / 5 ml의 혈액 튜브 (시장에서)	4 / 5x80	광장 랙 13.2x20 S303779A (4 개 / 박스)	3000	2000	T3S6 (버킷은 옵션입니다)
	4 / 5x64	10x16S 어댑터 S308073A (4 개 / 박스)	3000	2150	T3S8 요구 광장 버킷 (옵션)
	4 / 5x72	13.3x18 어댑터 S304921A (4 개 / 박스)	2800	1860	T3S7
6ML 혈액 튜브 (시장에서)	6x80	광장 랙 15.5x20 S303781A (4 개 / 박스)	3000	2000	T3S6 (버킷은 옵션입니다)
	6x64	15x16S 어댑터 S308063A (4 개 / 박스)	3000	2150	T3S8 요구 광장 버킷 (옵션)

	6x72	15.7x18 어댑터 S304922A (4 개 / 박스)	2800	1860	T3S7
7ml 혈액 튜브 (시장에서)	7x80	광장 랙 13.2x20 S303779A (4 개 / 박스)	3000	2000	T3S6 (버킷은 옵션입니다)
	7x64	10x16S 어댑터 S308073A (4 개 / 박스)	3000	2150	T3S8 요구 광장 버킷 (옵션)
	7x72	13.3x18 어댑터 S304921A (4 개 / 박스)	2800	1860	T3S7
10ML 혈액 튜브 (시장에서)	10x80	광장 랙 15.5x20 S303781A (4 개 / 박스)	3000	2000	T3S6 (버킷은 옵션입니다)
	10x64	15x16S 어댑터 S308063A (4 개 / 박스)	3000	2150	T3S8 요구 광장 버킷 (옵션)
	10x72	15.7x18 어댑터 S304922A (4 개 / 박스)	2800	1860	T3S7

페이지 상단 

					
유리관					
유형	ML X No. of 샘플 (주 1)	버킷 / Accembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대. RCF (XG)	로터
5 / 7ml 유리 튜브	5 / 7x120	광장 랙 GR S301438A (4 개 / 박스)	3000	2090	T3S6의

(시장에서)	5 / 7x120	광장 랙 GR (B) S307170A (4 개 / 박스)	3000	2090	주 3 (버킷은 옵션입니다)
10 유리 튜브 464977A (50PCS / 설정)	10x144	광장 랙 BL S301437A (4 개 / 박스)	3000	2090	T3S6의 주 3 (버킷은 옵션입니다)
	10x144	광장 랙 BL (B) S307169A (4 개 / 박스)	3000	2090	
	10x64	10x16S 어댑터 S308073A (4 개 / 박스)	3000	2150	T3S8 요구 광장 버킷 (옵션)
(15) 유리관 464976A (50PCS / 상자)	15x80	광장 랙 YE S301439A (4 개 / 박스)	3000	2070	T3S6 주 3 (버킷은 옵션입니 다)
	15x80	광장 랙 YE (B) S307171A (4 개 / 박스)	3000	2070	
	15x64	15x16S 어댑터 S308063A (4 개 / 박스)	3000	2150	T3S8 요구 광장 버킷 (옵션)
(50) 유리관 473866A (10 개 입 / 박스)	50x16	광장 랙 또는 S301440A (4 개 / 박스)	3000	2070	T3S6 주 3 (버킷은 옵션입니 다)
	50x16	광장 랙 OR (B) S307172A (4 개 / 박스)	3000	2070	
100 ml 유리 튜브 (Nichiden 미화 유 리)	100x8	광장 랙 46x2의 S303676A (4 개 / 박스)	3000	2010	T3S6 (버킷은 옵션입니다)

페이지 상단 ☺



문화 관

유형	ML X No. of 샘플 (주 1)	버킷 / Accembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대 RCF (XG)	로터
15ML 문화 튜브 (V 바닥) (시장에서)	15x48	광장 랙 15TCx12 S306504A (4 개 / 박스)	3000	2050	T3S6 (버킷은 옵션입니다)
	15x36	15TCx9S 어댑터 S308065A (4 개 / 박스)	3000	2160	T3S8 요구 광장 버킷 (옵션)
	15x8	15TA50T 어댑터 (B) S409424A (4 개 / 박스)	6000	4630	T6AP2
50ML 문화 튜브 (CU 바닥) (시장에서)	50x28	50T7S 어댑터 S305213A (4 개 / 박스)	3000	2060	T3S6 (버킷은 옵션입니다)
	50x16	50TCx4S 어댑터 S308064A (4 개 / 박스)	3000	2160	T3S8 요구 광장 버킷 (옵션)
	50x8	-	6000	4770	T6AP2
175ml 문화 튜브 (팔콘)	175x4	튜브 랙 61x1의 S303580A (4 개 / 박스) 쿠션 (송골매)	T3,000	2040	T3S6 (버킷은 옵션입니다)
225ml 문화 튜브 (팔콘)	225X4			2010	

페이지 상단 ↺



**병**

유형	ML X No. of 샘플	버킷 / Accembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM)	최대 RCF	로터
----	----------------	-------------------------	-------------	--------	----

	(주 1)	어댑터	(주 2)	(XG)	
250PP 병 S306749A (10 개 입 / 박스) 250 캡 S409936A (2 개 / 박스)	250x4	250x1S 어댑터 S308066A (4 개 / 박스)	3000	2140	T3S8 요구 광장 버킷 (옵션)
250PCbottle S306750A (10 개 입 / 박스) 250cap S409936A (2 개 / 박스)					
500PA 튜브 S303830A (4 개 / 박스)	500x4	-	3000	2150	T3S6 (버킷은 옵션입니다)

페이지 상단 



**필터 튜브**

유형	ML X No. of 샘플 (주 1)	버킷 / Accembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대. RCF (XG)	로터
CENTRIPREP (일본 밀리 포어)	50x8	-	4750	2990	
아미 콘 울트라 15 (일본 밀리 포어)			6000	4770	
Vivaspin 20 (Saritorius KK)					

아미 콘 울트라 4 (일본 밀리 포어)	15x8	15TA50T 어댑터 (B) S409424A (2 개 / 박스)	6000	4630	T6AP2
Vivaspin01, Vivaspin 6 (Saritorius KK)					
센트 리콘 (일본 밀리 포어)		센트 리콘 어댑터 S411361A (2 개 / 박스)	6000	4770	
Centriplus (일본 밀리 포어)		Centriplus 어댑터 S411363A (2 개 / 박스)	4800	3000	
울트라 프리-CL (일본 밀리 포어)		울트라 프리-CL 어 댑터 S411365A (2 개 / 박스)	6000	3950	

[페이지 상단](#) ↻



**마이크로 튜브**

유형	ML X No. of 샘플 (주 1)	버킷 / Accebmly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대. RCF (XG)	로터
1.5 / 2.0ml 마이크 로 튜브 (시장에서)	1.5 / 2.0x112	광장 랙 11.4x28 S303783A (4 개 / 박스)	3000	2050	T3S6 (버킷은 옵션입니다)

[페이지 상단](#) ↻



**마이크로 플레이트**

유형	ML X No.of 샘플 (주 1)	버킷 / Assembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대 RCF (XG)	로터
96well 마이크로 플레이트 (시장에서)	96MPx4	M2의 bucket S300711A (4 개 / 박스)	2000	850	T3S6 (버킷은 옵션입니다)
	96MPx4	M2의 bucket S305173A (4 개 / 박스)	3000	2000	
	96MPx16	-	3000	1940	T3S8 (MP 표준으로 통)
96deep 웰 플레이트 (시장에서)	96DWx4	M2의 bucket S305173A (4 개 / 박스)	3000	2010	T3S6 (버킷은 옵션입니다)
	96DWx8	-	3000	1940	T3S8 (MP 표준으로 통)
PCR 96well 플레이트 (시장에서)	PCR96x4	-	3000	1940	T3S8 (MP 표준으로 통)

참고 :

- 용량은 튜브 병의 공칭 용량으로 표시됩니다. 원심 분리하여, 각 제조 업체에 의해 표시 실제 용량에 따라 사용합니다.
- 허용 가능한 턴어라운드 속도 또는 원심 가속 속도 하에서 혈액 수집 튜브 시장, 유리관, 배양 관 마이크로 프로 관 사용의 경우.
- T3S6 스윙 로터의 팔장 랙 캡을 제외한 부분을 돌출 튜브의 길이가 BL (B)가 55mm 이상입니다, GR (B)는보다 54mm가, YE (B)가 이상 51mm OR (B)가 더입니다 50mm, 총 길이보다 모든 미만 120mm의입니다 T3S6 스윙 로터의 팔장 랙 캡을 제외한 부분을 돌출 튜브의 길이가 BL (B)는보다 76mm가, GR (B)가 이상 75mm, YE입니다 (B)은 73mm 이상이다 OR (B)가 73mm 이상이고, 전체 길이는 모두 120mm 미만이며