

CT6E에 대한 로터



T5SS swing rotor



T4SS swing rotor



T5SS3 swing rotor



RT2S2 swing rotor



T6AP swing rotor


혈액 튜브 ⊙ 유리관 ⊙ 문화 관 ⊙ 병 ⊙ 필터 튜브 ⊙ 마이크로 튜브 ⊙ 마이크로 플레이트 ⊙



혈액 튜브

유형	ML X No. of 샘플 (주 1)	버킷 / Assembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대 RCF (XG)	로터
4 / 5 ml의 혈액 튜브 (시장에서)	4 / 5x28	5x7S 어댑터 S409612A (4 개 / 박스)	4800	4170	T5SS (표준 원형 통)
	4 / 5x32	5x8S 어댑터 S307332A (4 개 / 박스)	4000	2380	T4SS (표준 광장 양동미)
7ml 혈액 튜브 (시장에서)	7x28	10x7S 어댑터 S409811A (4 개 / 박스)	4800	4170	T5SS (표준 원형 통)
	7x32	10x8S 어댑터 S307333A (4 개 / 박스)	4000	2860	T4SS (표준 광장 양동미)
	10x28	15x7S 어댑터 S409810A (4 개 / 박스)	4800	4170	T5SS (표준 원형 통)

10ML 혈액 튜브 (시장에서)	10x32	15x8S 어댑터 S307334A (4 개 / 박스)	4000	2860	T4SS (표준 광장 양동미)
	15x40	15x10S 어댑터 S308546A (4 개 / 박스)			

페이지 상단 



유리관

유형	ML X No. of 샘플 (주 1)	버킷 / Accembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대 RCF (XG)	로터
10 유리 튜브 464977A (50PCS / 상자)	10x28	10x7S 어댑터 S409811A (4 개 / 박스)	3000	1630	T5SS (표준 원형 통)
	10x32	10x8S 어댑터 S307333A (4 개 / 박스)	3000	2320	T4SS (표준 광장 양동미)
15 유리 튜브 464976A (50PCS / 상자)	15x28	15x7S 어댑터 S409810A (4 개 / 박스)	3000	1630	T5SS (표준 원형 통)
	15x32	15x8S 어댑터 S307334A (4 개 / 박스)	3000	2320	T4SS (표준 광장 양동미)
	15x40	15x10S 어댑터 S308546A (4 개 / 박스)	3000	1610	
50 유리 튜브 473866A (10 개 입 / 박스)	50x4	50x1S 어댑터 S409813A (4 개 / 박스)	4800	3990	T5SS (표준 원형 통)



문화 관

유형	ML X No.of 샘플 (주 1)	버킷 / Accembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대. RCF (XG)	로터
15ML 문화 튜브 (V 바닥) (시장에서)	15x16	15TCx4S 어댑터 S409814A (4 개 / 박스)	4800	4170	T5SS (표준 원형 통)
	15x12	15TCx3S 어댑터 S409976A (4 개 / 박스)	4800	4170	
	15x24	15TCx6S 어댑터 S307335A (4 개 / 박스)	4000	2900	T4SS (표준 광장 양동미)
	15x8	15TA50T 어댑터 (B) S409424A (2 개 / 박스)	6000	4630	T6AP
50ML 문화 튜브 (V 바닥) (시장에서)	50x4	50TCx1S 어댑터 S409815A (4 개 / 박스)	4800	4170	T5SS (표준 원형 통)
	50x8	50TCx2S 어댑터 S307336A (4 개 / 박스)	4000	2860	T4SS (표준 광장 양동미)
	50x8	-	6000	4770	T6AP



병

유형	ML X No.of 샘플 (주 1)	버킷 / Acembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대 RCF (XG)	로터
160PP 병 S306847A (10 개 입 / 박스) 160 캡 S410008A (2 개 / 박스)	160x4	160x1S 어댑터 S410251A (4 개 / 박스)	4800	4170	T5SS (표준 원형 통)
160PC 병 S306848A (10 개 입 / 박스) 160 캡 S410008A (2 개 / 박스)					
250PPCO / PC 넓 은 입구 병 (별진)	250x4	-			

[페이지 상단](#) ↻




필터 튜브

유형	ML X No.of 샘플 (주 1)	버킷 / Acembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대 RCF (XG)	로터
CENTRIPREP (일 본 밀리 포어)			4750	2990	


아미 콘 울트라 15 (일본 밀리 포머)	50x8	-	6000	4770	T6AP
Vivaspin 20 (Saritorius KK)					
아미 콘 울트라 4 (일본 밀리 포머)	15x8	15TA50T 어댑터 (B) S409424A (2 개 / 박스)	6000	4630	
Vivaspin01, Vivaspin 6 (Saritorius KK)					
센트 리콘 (일본 밀리 포머)	50x8	센트 리콘 어댑터 S411361A (2 개 / 박스)	6000	4770	
Centriplus (일본 밀리 포머)		Centriplus 어댑터 S411363A (2 개 / 박스)	4800	3000	
울트라 프리-CL (일본 밀리 포머)		울트라 프리-CL 어댑터 S411365A (2 개 / 박스)	6000	3950	

페이지 상단 



마이크로 튜브

유형	ML X No. of 샘플 (주 1)	버킷 / Accembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대 RCF (XG)	로터
1.5 / 2.0ml 마이크로 튜브	1.5 / 2.0x96	2x48S 어댑터 S408787A (2 개 / 박스)	4800	3120	T5SS3

페이지 상단 



마이크로 플레이트

유형	ML X No. of 샘플 (주 1)	버킷 / Assembly / 랙 / 어댑터	최대 속도 (RPM) (주 2)	최대 RCF (XG)	로터
96 웰 마이크로 플레이트	96MPx4	-	2000	700	RT2S2
	96MPx4	-	4800	3120	
96 깊은 우물 판	96DWx2	-	4800	3120	T5SS3
96 웰 PCR 플레이트	0.2x192	0.2x96MP 어댑터 S408786A (2 개 / 박스)	4800	3120	

참고 :

- 용량은 튜브 병의 공칭 용량으로 표시됩니다. 원심 분리하여, 각 제조 업체에 의해 표시 실제 용량에 따라 사용됩니다.
- 허용 가능한 턴어라운드 속도 또는 원심 가속 속도하에 시판 혈액 수집 튜브, 유리 튜브, 배양 관 마이크로 프로 관 사용의 경우